

Seronorm™ HbA1c Liquid

Flüssige, vollblutbasierte Kontrolle mit HbA1c-Zielwerten im physiologischen und pathologischen Bereich.

- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**
hohe Präzision zur Einhaltung der 3% Rili-BÄK Vorgabe
- **Hohe Vergleichbarkeit mit Patientenproben:**
enthält mehr als 95% humanes Vollblut, kein Zusatz von Konservierungsstoffen oder Stabilisatoren
- **Zielwerte für:**
Abbott Architect/Alinity, Beckman AU, Roche cobas c und Siemens Atellica/Dimension
Ihr Gerät ist noch nicht dabei?
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Wertelage

Analyt	Einheit	Level 1	Level 2
HbA1c	mmol/mol Hb	40	70
	%	6	9

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei ≤ -20 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 31 Tage bei 2...8 °C

invicon REF I 10261 Seronorm™ HbA1c Liquid L-1 3 x 1 ml

invicon REF I 10262 Seronorm™ HbA1c Liquid L-2 3 x 1 ml



FL I 10261.2023-08