

invitrol® CSF

Stabile Flüssigkontrollen zur Überwachung Ihrer Liquordiagnostik

- **Optimierte Analytkonzentration:**
kein Verdünnen, kein Rerun nötig (bei IgM am Roche cobas c und Beckman Immage)
- **Gebrauchsfertige Flüssigkontrolle:**
schnelle und sichere Überwachung der Leistung Ihrer Messungen
- **Lagerung im Kühlschrank:** schnell einsetzbar
- **Verfügbar in 2 Konzentrationsbereichen:** wie von der Rili-BÄK gefordert
- **Zielwerte für:** Abbott Alinity c, Beckman AU/Immagine, Siemens ProSpec, Roche cobas c
Ihr Gerät ist noch nicht dabei?
Sprechen Sie uns gerne an (service@invicon.de, 089/319 047 14)

Typische Analytzusammensetzung / Werteliste

| Analyt | Einheit | Level 1 | Level 2 |
|---------|---------|---------|---------|
| Albumin | mg/dl | 10 | 35 |
| Chlorid | mmol/l | 90 | 140 |
| Glucose | mg/dl | 35 | 70 |
| Kalium | mmol/l | 2 | 4 |
| Lactat | mmol/l | 1,5 | 5 |

| Analyt | Einheit | Level 1 | Level 2 |
|---------------|---------|---------|---------|
| Natrium | mmol/l | 130 | 150 |
| Total Protein | mg/dl | 15 | 50 |
| IgA | mg/dl | 0,3 | 1,1 |
| IgG | mg/dl | 2,0 | 6,0 |
| IgM | mg/dl | 0,1 | 0,4 |

Überprüfungen Ihrer Kontrollmesswerte und Nachermittlungen führen wir gerne zeitnah für Sie durch!
service@invicon.de, 089/319 047 14

Lagerung und Stabilität:

Ungeöffnet: bei 2...8 °C bis zum angegebenen Verfallsdatum

Nach Öffnen: 1 Monat bei 2...8 °C



invicon REF I 10249 invitrol® CSF Kombi 2 x 3 x 3,5 ml

FI I 10248.2022-07